

## Instrukcja pobrania i transportu próbek kału do badań na nosicielstwo Salmonella / Shigella

1. Kał należy oddać do czystego, wyparzonego wrzątkiem naczynia, można wykorzystać również talerz jednorazowego użytku a w przypadku małych dzieci jednorazową pieluszkę.
2. Za pomocą łypatki znajdującej się w plastikowym pojemniku do kału (do nabycia w aptece) pobrać z kilku miejsc stolca porcję kału w ilości nie większej niż 1/3 pojemnika.  
Badanie **do książeczki dla celów sanitarno-epidemiologicznych** obejmuje trzy próbki kału, które należy zebrać z trzech kolejnych dni do osobnych pojemników.
3. Pojemniki dokładnie zamknąć, opisać imieniem i nazwiskiem osoby, od której materiał został pobrany, datą i godziną pobrania.
4. Pobrane próbki dostarczyć do laboratorium. Dopuszcza się krótkotrwałe przechowywanie próbek w temperaturze lodówki (4 – 8°C).  
Pojemniki z próbkami do badania umieścić w foliowym woreczku, transportować w pozycji pionowej w sposób uniemożliwiający uszkodzenia (zgniecenie, pęknięcie) pojemników.
5. Wypełnić czytelnie i dokładnie „Zlecenie na badanie” (do pobrania <http://wsse-poznan.pl/?p=397> lub w Punkcie Przyjmowania Prób Stacji Sanepid na ul. Nowowiejskiego 60 w Poznaniu), w którym należy podać m.in. dane osobowe i kierunek badania: „nosicielstwo Salmonella/Shigella”.
6. Po odebraniu wyników należy udać do lekarza medycyny pracy, który na podstawie tych wyników dokonuje wpisu do **książeczki dla celów sanitarno-epidemiologicznych**. Druk książeczki można nabyć w Punkcie Przyjmowania Prób Stacji Sanepid na ul. Nowowiejskiego 60 w Poznaniu lub w sklepach z drukami akcydensowymi.

Przyjęcie prób: poniedziałek 8 – 16, wtorek do piątek 8 – 13  
Odbiór wyników: poniedziałek 8 – 17, wtorek do piątek 8 – 15